

# 乳酸含量(LA)检测试剂盒(可见分光光度法)

产品货号: BA1258

产品规格: 50管/24样

#### 产品简介:

乳酸是生物体代谢过程中重要的中间产物,与糖代谢、脂类代谢、蛋白质代谢及细胞内能量代谢密切相关,乳酸含量是评估糖元代谢的和有氧代谢的重要指标。乳酸在乳酸脱氢酶的作用下生成丙酮酸,同时使NAD+还原生成NADH和H+,H+传递给PMS生成的PMSH2还原MTT生成紫色物质,在570nm处有特征吸收峰。

#### 技术指标:

最低检出限: 0.0387μmol/mL 线性范围: 0.039-1μmol/mL

注意:实验之前建议选择2-3个预期差异大的样本做预实验。如果样本吸光值不在测量范围内建议稀释或者增加样本量进行检测。

## 产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
提取液一	液体30mL×1瓶	4°C
提取液二	液体4mL×1瓶	4°C
试剂一	液体20mL×1瓶	4°C
试剂二	液体60μL×1瓶	4°C
试剂三	粉剂×1瓶	-20°C
试剂四	粉剂×1瓶	4°C
试剂五	粉剂×1瓶	-20°C
试剂六	液体5mL×1瓶	4°C
标准品	粉剂×1支	4°C

## 溶液的配制:

- 1. 试剂二:液体置于试剂瓶内EP管中。临用前按试剂二(V):蒸馏水(V)=10μL:450μL的比例配制试剂二溶液,现用现配;
- 试剂三:临用前加入12mL蒸馏水充分溶解,可分装后-20℃保存,避免反复冻融,-20℃保存一周;
- 3. 试剂四: 临用前加12mL蒸馏水充分溶解,4℃保存一周;
- 4. 试剂五: 临用前每瓶加入8mL蒸馏水混匀,可分装后-20℃保存,避免反复冻融,-20℃保存一周;
- 5. 标准品: 临用前加入1.04mL蒸馏水配成100μmol/mL的标准溶液;
- 6. 显色液的配制:临用前根据用量按照试剂三(V):试剂四(V)=1:1的比例充分混匀,现配现用。

## 需自备的仪器和用品:

天平、研钵/匀浆器、离心机、可见分光光度计、1mL玻璃比色皿、恒温水浴锅、乙醇和蒸馏水。

### 操作步骤:

一、样本处理(可适当调整待测样本量,具体比例可以参考文献)



地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号 电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520 邮箱: saintbio@126.com http://www.saint-bio.com



- 组织:按照质量(g):提取液一体积(mL)为1:5~10的比例(建议称取约0.1g,加入1mL提取液一)加入提取液一,冰浴匀浆后于4℃,12000g离心10min,取0.8mL上清液,再加入0.15mL提取液二,4℃12000g离心10min后取上清待测。
- 2. 细胞:按照细胞数量(10⁴个):提取液一体积(mL)为500~1000:1的比例(建议500万细胞加入1mL提取液一),冰浴超声波破碎细胞(功率300w,超声3秒,间隔7秒,总时间3min);于4℃,12000g离心10min,取0.8mL上清液,再加入0.15mL提取液二,4℃12000g离心10min后取上清待测。
- 3. 血清(浆): 取100μL血清(浆)加入1mL提取液一,4℃,12000g离心10min,取0.8mL上清液,再加入0.15mL 提取液二,12000g离心10min后取上清待测。

## 二、测定步骤

- 1. 分光光度计预热30min以上,波长调至570nm,乙醇调零。
- 2. 标准液的稀释: 将100μmol/mL的标准溶液用蒸馏水稀释为1、0.625、0.3125、0.15625、0.078、0.039μmol/mL的标准溶液待测。
- 3. 加样表:

7H11 1/4C+						
	测定管	对照管	标准管	空白管		
样本(μL)	50	50	-	-		
标准品(μL)	-	-	50	-		
蒸馏水(μL)	-	10	-	50		
试剂一(μL)	200	200	200	200		
试剂二(μL)	50	-	50	50		
试剂五(μL)	100	100	100	100		
在 EP 管中充分混匀,于 37℃水浴准确反应 20min。						
试剂六(μL)	30	30	30	30		
显色液(μL)	300	300	300	300		
37℃避光反应 20min 后于 25℃, 10000rpm 离心 10min, 去上清, 留沉淀。						
乙醇(μL)	1000	1000	1000	1000		
). () \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\						

充分溶解沉淀后,于 570nm 处测定吸光值,分别记为 A 测定管,A 对照管,A 标准管,A 空白管,计算 $\Delta$ A 测定=A 测定管-A 对照管, $\Delta$ A 标准= A 标准管-A 空白管。

#### 三、乳酸含量的计算

1. 标准曲线的绘制

以各标准溶液浓度为 x 轴,以其对应的吸光值( $\Delta A$  标准)为 y 轴,绘制标准曲线,得到标准方程 y=kx+b,将 $\Delta A$  测定带入公式中得到 x( $\mu$ mol/mL)。

- 2. 乳酸含量计算
- (1) 按照蛋白含量计算

LA 含量(µmol/mg prot)=x×V 样本÷(V 样本×Cpr)=x÷Cpr

(2) 按照样本质量计算

LA 含量(μmol/g 质量)=x×(V 上清+V 提取液二)÷(W×V 上清÷V 提取液一)=1.1875×x÷W

(3) 按照细胞数量计算

LA 含量(μmol/10<sup>6</sup> cell)=x×(V 上清+V 提取液二)÷(5×V 上清÷V 提取液一)=0.2375×x

(4) 按照液体体积计算

LA 含量(μmol/mL)=x×(V 上清+V 提取液二)÷ [V 液体×V 上清÷(V 提取液一+V 液体)]=13.0625×x V 样本: 加入的样本体积, 0.05mL; W: 样本质量, g; Cpr: 样本蛋白质浓度, mg/mL,蛋白浓度需自行测定; V 上清: 提取时上清液体积, 0.8mL; V 提取液二: 加入的提取液二体积, 0.15mL; V 提取液一: 加入的提取液一体积, 1mL; 5: 细胞数量, 5×10<sup>6</sup> 个; V 液体: 液体样本体积, 0.1mL。



上海尚宝生物科技有限公司 Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号 电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520 邮箱: saintbio@126.com http://www.saint-bio.com



## 注意事项:

如果测定吸光值超过线性范围吸光值,可以增加样本量或者稀释样本后再进行测定。

#### 实验实例:

- 1. 取 0.1g 兔心加入 1mL 提取液一进行匀浆研磨离心,取 0.8mL 上清后加 0.15mL 提取液二,离心取上清后稀释 5 倍,之后按照测定步骤操作,测得计算 $\Delta A$  测定管=A 测定=A 对照=1.137-0.125=1.012,根据标准曲线 y=0.7826x+0.0215,计算 x=1.266,按样本质量计算含量得:
  - LA 含量(µmol/g 质量)=1.1875×x÷W×稀释倍数=1.1875×1.266÷0.1×5=75.17µmol/g 质量。
- 2. 取  $100\mu$ L 小鼠血清加入 1mL 提取液一,取 0.8mL 上清后加 0.15mL 提取液二,离心取上清,之后按照测定步骤操作,测得计算 $\Delta$ A 测定管=A 测定-A 对照=1.152-0.407=0.745,根据标准曲线 y=0.7826x+0.0215, x=0.924,按照液体体积计算含量得:
  - LA 含量(μmol/mL)=13.0625×x=13.0625×0.924=12.07μmol/mL

#### 相关发表文献:

- [1] Meixi Peng,Dan Yang,Yixuan Hou,et al.Intracellular citrate accumulation by oxidized ATM-mediated metabolism reprogramming via PFKP and CS enhances hypoxic breast cancer cell invasion and metastasis. Cell Death and Disease. March 2019;(IF5.959)
- [2] Xiaojin Luo, Weihua Shi, Haoming Yu,et al. Wearable Carbon Nanotube-Based BioSensors on Gloves for Lactate. Sensors. October 2018;(IF3.031)
- [3] Zhou F, Du J, Wang J. Albendazole inhibits HIF-1α-dependent glycolysis and VEGF expression in non-small cell lung cancer cells[J]. Molecular and cellular biochemistry, 2017, 428(1-2): 171-178.

## 参考文献:

Eolbergrová J, MacMillan V, Siesjö B K. The effect of moderate and marked hypercapnia upon the energy state and upon the cytoplasmic NADH/NAD+ratio of the rat brain[J]. Journal of neurochemistry, 1972, 19(11): 2497-2505.

