

糖原染色液

产品货号: R32867

产品规格: 3×100ml

产品简介:

高碘酸是一种氧化剂,它能破坏多糖类结构的碳键。组织切片首先被高碘酸溶液氧化,使存在组织内多糖分子的乙 二醇基或氨羟基的碳键打开,生成醛类化合物。其后,暴露出来的游离醛基与无色品红液作用,生成新的红至紫红色复 合物而得到定位。

主要用于粘液和霉菌的染色。

产品组成:

产品名称	3×100ml	保存条件
高碘酸溶液	100ml	2-8℃,避光
雪夫试剂	100ml	2-8℃,避光
Mayer苏木素	100ml	2-8℃,避光

操作步骤(仅供参考):

- 石蜡切片脱蜡至水:切片依次经二甲苯脱蜡10min,更换新鲜的二甲苯脱蜡10min,无水乙醇5min,新鲜无水5min, 90%乙醇5min, 75%乙醇5min, 自来水洗。
- 切片进入高碘酸溶液浸染10-15min, 经纯水浸洗3次, 每次约10s。
- 切片进入雪夫试剂(提前恢复至室温) 中加盖避光浸染25-30min,流水冲洗5min。
- 切片进入苏木素核染染色1min,自来水洗。然后切片经苏木素分化液(1%的盐酸酒精)分化3s,自来水洗。 4.
- 切片依次入三缸无水乙醇脱水,每次5min;经二甲苯透明5min,更换新鲜的二甲苯再透明5min,然后中性树胶封片。 5.

注意事项:

- 高碘酸溶液平时应置于冰箱内保存。
- 雪夫试剂平时也放在冰箱内保存,临用前半小时取出恢复室温。可将使用过的雪夫试剂回收,此试剂可反复使用多 次,直至溶液出现淡红色时才不能使用。
- 雪夫试剂染色的时间随温度而定,夏季室温高,可减少染色时间。冬季室温低,可延长至20min左右。

有效期:

6个月有效。4℃运输,4℃保存。



邮箱: saintbio@126.com http://www.saint-bio.com