

沙黄/藏红T水溶液(2%)

产品货号: R21892

产品包装: 100ml

产品简介:

沙黄/藏红T水溶液(2%)主要由沙黄、去离子水组成, 可用于布氏杆菌染色或其他用途。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
沙黄/藏红T水溶液(2%)	100ml	室温 避光

自备材料:

1. 载玻片、盖玻片
2. 酒精灯
3. 光学显微镜

操作步骤(仅供参考):

1. 涂片: 载玻片, 于载玻片中央滴加2~3滴沙黄/藏红T水溶液(2%), 加热至出现蒸汽, 约0.5~1min。
2. 加盖洁净的盖玻片, 轻轻按压制成压片。
3. 光学显微镜在低倍、高倍或油镜下观察细菌形态。

注意事项:

1. 涂片之前应事先在背面做好圆圈标记, 以便判断后续试验的位置。
2. 待检细菌培养时间会影响染色, 阳性菌培养过长或已死亡或细菌溶解, 都常呈阴性反应。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

室温, 6个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com