

BS 固定液

产品货号: R23007

产品规格: 500ml

产品简介:

固定的目的在于保存细胞和组织的原有形态结构, 固定剂能阻止内源性溶酶体酶对自身组织和细胞的自溶、抑制细菌和霉菌的生长。固定剂通过凝固、生成添加化合物等使蛋白质内部结构发生改变, 从而使酶失活。固定液分为醛类固定液、汞类固定液、醇类固定液、氧化剂类固定液、苦味酸盐类固定液等, 较为常用的是醛类中的福尔马林、醇类中的乙醇。

尚宝生物 BS固定液(BS fixing solution)主要由甲醇、乙酸等混合而成, 固定后对于细胞核染色固定, 尤其适用于细胞核 DNA 染色的固定。

产品组成:

名称	5*50ml	保存条件
BS固定液	500ml	室温, 避光

操作步骤(仅供参考):

1. 按实验具体要求操作。
2. 血涂片或细胞涂片置于提前预热至30~40℃的BS fixing solution, 固定20~30min。
3. 进行下游染色实验。

注意事项:

1. 组织取材的厚度不同, 固定时间也不同, 对组织恰当的选材有利于固定液的渗透。
2. 固定液的容量应足够, 一般固定液与组织块的体积比率应大于10:1。
3. 取出新鲜组织后, 应及时固定, 无法及时固定时, 应保存于生理盐水中及时送检。
4. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>