

## Tris-Tricine阴极缓冲液(5×)

产品货号: R15180

产品规格: 500ml

### 产品简介:

Tris-Tricine阴极缓冲液(5×)由1M Tris、Tricine、SDS等组成, 不含变性剂SDS, 用于Tris-Tricine缓冲液系统分离SDS和多肽, 使用时需用蒸馏水或去离子水稀释至1×后使用。

### 产品组成:

名称	规格	保存条件
Tris-Tricine阴极缓冲液(5×)	500ml	4℃

### 操作步骤(仅供参考):

1. 用蒸馏水或去离子水稀释到1×后, 先在电泳装置的下缓冲液槽加入1×Tris-Tricine阳极缓冲液, 装配, 和上缓冲液槽连接。
2. 上缓冲液槽加入1×Tris-Tricine阴极缓冲液, 以覆盖加样孔。

### 注意事项:

1. 如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 3个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>