

汞色素脱色试剂盒

产品货号: R23180

产品规格: 2×100ml/2×500ml

产品简介:

固定的目的在于保存细胞和组织的原有形态结构, 固定剂能阻止内源性溶酶体酶对自身组织和细胞的自溶、抑制细菌和霉菌的生长。固定剂通过凝固、生成添加化合物等使蛋白质内部结构发生改变, 从而使酶失活。固定液主要分为醛类固定液、汞类固定液、醇类固定液、氧化剂类固定液、苦味酸盐类固定液等, 较常用的是醛类中的福尔马林、醇类中的乙醇。

汞类固定液, 尤其是含有氯化汞的固定液, 固定后须脱去汞色素, 尚宝生物 汞色素脱色试剂盒主要由Lugol's 碘液、海波溶液组成, 可用于脱去大多数的汞色素。

产品组成:

产品名称	2×100ml	2×500ml	保存条件
试剂(A): Lugol's 碘液	100ml	500ml	室温, 避光
试剂(B): 海波溶液	100ml	500ml	室温, 避光

操作步骤(仅供参考):

1. 组织常规脱蜡。
2. 入Lugol's碘液, 孵育5min。
3. 入海波溶液, 孵育5min。
4. 水洗。按要求进行染色。

注意事项:

1. 注意脱汞色素应完全, 并注意汞污染。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com