

CAPS转移缓冲液（中分子量）

产品货号：T15126

产品规格：500ml

产品简介：

Western转移缓冲液又称蛋白印迹转移缓冲液或转膜缓冲液，适用于Western Blot实验中把蛋白质转移到PVDF膜或硝酸纤维素(NC)膜上，以便进行抗体的孵育和下游实验。

尚宝生物 CAPS转移缓冲液(中分子量)主要由CAPS、DTT、甲醇等组成，适用于中等分子量蛋白质(10~61KD)转移到PVDF膜或硝酸纤维素膜，效果优于普通的Western转移缓冲液，该试剂为1×溶液，直接使用。

产品组成：

试剂名称	规格	保存条件
CAPS转移缓冲液(中分子量)	500ml	4℃

操作步骤 (仅供参考)：

1. 根据实验具体要求操作。
2. 大多数蛋白质转移，应置于4℃进行，以防止蛋白降解。

注意事项：

1. 密闭保存，开启后尽快用完。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：3个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com