

## 庆大霉素-两性霉素B混合溶液（100×双抗）

产品货号：T10198

产品规格：100ml/500ml

### 产品简介：

尚宝生物 庆大霉素-两性霉素B混合溶液(100×双抗)(Penicillin-Amphotericin Solution, 100×)是专门用于细胞培养的双抗，经过滤除菌，可以直接添加到细胞培养液内。

庆大霉素-两性霉素B混合溶液(100×双抗)中两性霉素B的含量为25 $\mu$ g/ml。该溶液用0.9%NaCl或PBS配制，按照100倍稀释使用即可。一个包装即100ml庆大霉素-两性霉素B混合溶液(100×双抗)可以配制10L细胞培养液。

### 产品组成：

试剂盒内容	规格	保存条件
庆大霉素-两性霉素B混合溶液（100×双抗）	100ml/500ml	-20℃

### 操作步骤（仅供参考）：

庆大霉素-两性霉素 B 混合溶液(100×双抗)可以参考如下两种方法之一使用：

1. 在无菌的细胞培养液中直接添加庆大霉素-两性霉素 B 混合溶液(100×双抗)：按照每 500ml 细胞培养液添加 5ml 的比例加入庆大霉素-两性霉素 B 混合溶液(100×双抗)，混匀即可使用。
2. 配制细胞培养液时加入庆大霉素-两性霉素 B 混合溶液(100×双抗)，然后再过滤除菌：配制细胞培养液时按照每配制 1L 细胞培养液加入 10ml 的比例加入庆大霉素-两性霉素 B 混合溶液(100×双抗)，配制完成后过滤除菌即可使用。

### 注意事项：

1. 尽量减少反复冻融的次数，以免效率下降。
2. 注意无菌操作，尽量避免污染。

有效期：12 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>