

# β-半乳糖苷酶 (β-GAL) 活性检测试剂盒 (微量法)

产品货号: BA1030

产品规格: 100管/48样

## 产品简介

β-GAL(EC 3.2.1.23)广泛存在于动物、植物、微生物和培养细胞中,能够催化β-半乳糖苷化合物中β-半乳糖苷键水解,此外还具有转半乳糖苷的作用。β-GAL不仅可为植物的快速生长释放储存的能量,还能在正常的多糖代谢、细胞壁组分代谢以及衰老时细胞壁降解过程中催化多糖、糖蛋白以及半乳糖脂末端半乳糖残基的水解,释放自由的半乳糖。

β -GAL分解对-硝基苯-β -D-吡喃半乳糖苷生成对-硝基苯酚,后者在400nm有最大吸收峰,通过测定吸光值升高 速率来计算 β -GAL活性。

注意:实验之前建议选择2-3个预期差异大的样本做预实验。如果样本吸光值不在测量范围内建议稀释或者增加样本量进行检测。

## 产品内容:

试剂名称	规格	保存条件
提取液	液体100mL×1瓶	4℃
试剂一	粉剂×1瓶	-20℃
试剂二	液体4mL×1瓶	4℃
试剂三	液体15mL×1瓶	4℃
标准品	液体1mL×1瓶	4°C

## 溶液的配制:

- 试剂一:临用前每瓶加入2.55mL双蒸水,充分溶解备用;用不完的试剂仍-20℃保存。
- 2. 标准品: 5 μ mol/mL的对硝基苯酚溶液。

#### 需自备的仪器和用品:

可见分光光度计/酶标仪、台式离心机、水浴锅、可调式移液器、微量玻璃比色皿/96孔板、研钵/匀浆器、冰和蒸馏水。

### 操作步骤(仅供参考):

## 一、样本处理(可适当调整待测样本量,具体比例可以参考文献)

- 1. 细菌或培养细胞的处理: 收集细菌或细胞到离心管内,离心后弃上清;按照每500万细菌或细胞加入1mL提取液,超声波破碎细菌或细胞(冰浴,功率20%,超声3秒,间隔10秒,重复30次),15000g,4℃,离心20分钟,取上清,置冰上待测。
- 2. 组织的处理: 称取约0.1g组织,加入1mL提取液进行冰浴匀浆; 15000g, 4℃,离心20分钟,取上清,置冰上待测。

## 二、操作步骤

- 1. 分光光度计或酶标仪预热30min以上,调节波长至400nm,蒸馏水调零。
- 2. 标准液的处理: 用蒸馏水将标准液稀释至200、100、50、25、12.5、6.25、0nmol/mL。



上海尚宝生物科技有限公司 Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号 电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520 邮箱: saintbio@126.com http://www.saint-bio.com



3. 样本测定(在EP管或96孔板中依次加入下列试剂):

试剂名称(μL)	测定管	对照管	标准管	
试剂一	25	-	-	
蒸馏水	-	25	-	
试剂二	35	35	-	
样本	10	10	-	
迅速混匀,放入37℃保温30min				
标准液	-	-	70	
试剂三	130	130	130	
A straight the straight the straight that the straight that the straight the straight the straight the straight that the straight the straight that the straight the straight that the str				

| 充分混匀,400nm处测定吸光值A,计算 △ A=A测定-A对照。每个测定管需设一个对照管。|

## 三、β-GAL活性计算

1. 标准曲线的建立:

根据标准管的吸光度(x,减去浓度为0的标准管OD值)和浓度(y,nmol/mL)建立标准曲线,将  $\Delta$  A带入标准曲线中,计算样本生成的产物量y(nmol/mL)。

- 2. β-GAL活性计算:
- (1) 按样本蛋白浓度计算:

单位的定义:每mg组织蛋白每小时产生1nmol对-硝基苯酚定义为一个酶活力单位。

β-GAL活力(U/mg prot)=(y×V反总)÷(V样×Cpr)÷T=14×y÷Cpr 蛋白浓度需要另外测定。

(2) 按样本质量计算:

单位的定义:每g组织每小时产生1nmol对-硝基苯酚定义为一个酶活力单位。

β-GAL活力(U/g质量)=(y×V反总)÷(W×V样÷V样总)÷T=14×y÷W

(3) 按细菌或细胞数量计算:

单位的定义:每1万个细菌或细胞每小时产生1nmol对-硝基苯酚定义为一个酶活力单位。

β-GAL活力(U/10<sup>4</sup>cell)= (y×V反总)÷(500×V样÷V样总)÷T=0.028×y

Cpr: 样本蛋白质浓度, mg/mL; V反总: 反应体系总体积, 0.07mL; V样: 加入反应体系中样本体积, 0.01mL; V样总: 加入提取液体积, 1mL; W: 样本质量, g; 500: 细胞或细菌总数, 500万; T: 反应时间, 0.5h。



地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号 电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520 邮箱: saintbio@126.com http://www.saint-bio.com