

## SDS-PAGE蛋白上样缓冲液 (1×)

产品货号: T15286

产品规格: 5ml

### 产品简介:

SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(SDS-PAGE Sample Loading Buffer, 2×), 是一种经过改良的以溴酚蓝为染料, 2倍浓缩的蛋白上样缓冲液。

可以用于常规的SDS-PAGE蛋白样品的上样。

### 产品组成

名称	规格	保存条件
SDS-PAGE蛋白上样缓冲液 (2×)	5ml	-20℃

### 操作步骤 (仅供参考):

- 按每1微升蛋白样品加入1微升2×SDS-PAGE蛋白上样缓冲液的比例, 混合蛋白样品和蛋白上样缓冲液(2×)。
- 100℃或沸水浴加热5分钟, 以充分变性蛋白。
- 置冰上5分钟, 10000rpm离心1分钟, 取上清直接上样到SDS-PAGE胶加样孔内即可。

### 注意事项:

- SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(2×)中含少量DTT, 有轻微刺激性气味, 但不含剧毒的巯基乙醇。
- SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(2×)必须完全溶解后再使用。
- 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>