

福尔马林锌固定液

产品货号: T17769

产品规格: 500ml

产品简介:

固定剂通过凝固、生成添加化合物等使蛋白质内部结构发生改变,从而使酶失活。固定液分为醛类固定液、汞类固定液、醇类固定液、氧化剂类固定液、苦味酸盐类固定液等,较为常用的是醛类中的福尔马林、醇类中的乙醇。

福尔马林锌固定液主要由锌盐、缓冲福尔马林组成,该固定液适合于绝大多数免疫组化染色的组织固定。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
福尔马林锌固定液	500ml	室温

操作步骤:

1. 一般标本固定时间控制在1-4h/mm,大标本应适当延长固定时间。

注意事项:

1. 该固定液有一定刺激性和腐蚀性,请在通风较好的环境下小心操作,避免吸入。长期(间隔1个月以上)不用建议放置阴凉避光处保存。
2. 组织取材的厚度不同,固定时间也不同。常规活检组织比较适合的厚度为2~4mm,一般不超过6mm。对组织恰当的选材有利于固定液的渗透。
3. 温度对固定的影响很明显,提高温度可以加速固定作用,但温度不宜过高。
4. 取出新鲜组织后,应及时固定,无法及时固定时,应保存于生理盐水中及时送检。

保存:

室温保存,有效期1年。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>