

苯酚碱性品红溶液 (5%/0.5%)

产品货号: R21973

产品规格: 100ml

产品简介:

碱性品红 (Fuchsin basic), 分子量为 337.85, 分子式为 $C_{20}H_{20}ClN_3$, CAS 号为 632-99-5。碱性品红是非常强的细胞核染料, 易使弹性组织、嗜品红颗粒染色, 亦可以用于神经细胞核的染色和细菌的鉴别染色, 常与其他染色剂合用对细胞核染色。

尚宝生物 苯酚碱性品红溶液 (5%/0.5%) 主要由 5% 苯酚、碱性品红、乙醇等组成, 反复多次溶解而得, 可以与苯酚一起做抗酸染色 (主要为结核杆菌), 较少单独使用。

产品组成:

酚碱性品红溶液 (5%/0.5%) 100ml RT 避光

操作步骤 (仅供参考):

- 1、根据实验具体要求操作, 较少单独使用。
- 2、亦可参考碱性品红水溶液 (1%) 操作。

注意事项:

- 1、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

有效期 12 个月。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号
免费电话: 400-611-0007 13671551480
Q Q: 807961520 731791866
邮箱: shsunbao@126.com
<http://www.saint-bio.com>