

荧光抗体稀释液

产品货号: R22008

产品规格: 10ml/50ml/100ml

产品简介:

尚宝生产的免疫荧光抗体稀释液可以用于免疫荧光实验时荧光标记抗体的稀释和配制。产品添加了抗体保护剂、稳定剂等成分，有效增加了稀释后荧光抗体的稳定性。用此稀释液稀释后的抗体可在 2-8℃ 环境下稳定保存半年。

使用方法:

按照荧光抗体推荐效价（或个人优化条件），将适量抗体加入抗体稀释液即可。例如，效价为 1: 1000 时，可将 1 μ l 抗体加入到 1ml 抗体稀释液中，充分混匀后即可使用。抗体最好现用现稀释，稀释后的抗体可 2-8℃ 保存。

注意事项:

1. 如需抗体回收再利用，建议在 2-8℃ 进行抗体的结合反应，以减缓抗体效价的衰减速度。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

-20℃ 保存，有效期为 2 年。短期可 2-8℃ 保存。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号
免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719799
Q Q: 807961520 731791866
邮箱: shsunbao@126.com
<http://www.saint-bio.com>