

阿氏液(Alsever Solution)

产品货号: R22028

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

阿氏液又称为 Alsever 液或红细胞保存液, 是一种等渗平衡盐溶液。Alsever 液可以保护红细胞, 通常用作抗凝剂或血液防腐剂, 用于采血、保存和运送含有红细胞的血液。

尚宝生物 Alsever Solution 主要由柠檬酸、柠檬酸钠、葡萄糖、氯化钠等组成, pH值为 5.9~6.3, 其中柠檬酸钠起到抗凝作用, 葡萄糖为细胞提供营养。允许全血在冷藏温度下储存 2 个月而不改变红细胞的活性, 该溶液经过滤除菌处理, 1~4:1 稀释后使用。

产品组成:

Alsever Solution	100ml	500ml	4℃
------------------	-------	-------	----

操作步骤(仅供参考):

1. 根据实验具体要求操作。
2. 一般取全血与 Alsever Solution 按 1~4:1 混合后, 4℃保存 2 个月。

注意事项:

1. 注意无菌操作, 避免污染。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 3 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719779

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: shsunbao@126.com

http://www.saint-bio.com