

5X 丽春红染色溶液

产品货号：R21983

产品规格：50ml

产品简介：

丽春红染色液（Ponceau S Staining Solution），可以检测PVDF膜、硝酸纤维素膜和醋酸纤维素膜上的蛋白，但不适用于尼龙膜上的蛋白的检测。丽春红带负电荷，可以与带正电荷的氨基酸残基结合，同时丽春红也可以与蛋白的非极性区相结合，从而形成红色的条带。丽春红对蛋白的染色是可逆的，可以直接在膜上进行免疫检测。

产品特点：

染色可逆，效果好，时间短。

产品应用：

用于ELISA/WB/IP检测中染色，但不适用于尼龙膜。

保存条件：

2-8℃，避光保存。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719779

Q Q：807961520 731791866

邮箱：shsunbao@126.com

<http://www.saint-bio.com>