

地衣红染色液(1%)

产品货号: R22058

产品规格: 50ml

产品简介:

地衣红又称苔红素, CAS 号 1400-62-0, 分子量为 500.51, 是生物媒染剂, 可以 HbsAg和鞭毛等进行染色。尚宝生物 地衣红染色液(1%)主要由地衣红、磷酸盐、去离子水等组成, 操作简单、特异性高, 但染色效果可能受到不同批次原料而有差异。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
地衣红染色液(1%)	50ml	室温, 避光

操作步骤:

1. 按实验具体要求操作。

注意事项:

1. 染色效果可能受到不同批次原料而有差异。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719779

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: shsunbao@126.com

<http://www.saint-bio.com>