

## PMSF (100mM)

产品货号: R21857

### 产品简介:

PMSF 即 Phenylmethanesulfonyl fluoride, 中文名为苯甲基磺酰氟。分子式为  $C_7H_7FO_2S$ , 分子量为 174.19, 纯度 >99%。常用生化试剂, 用于抑制蛋白酶, 进口试剂配制。第一次使用时把一管 PMSF 晶体全部倒入到 PMSF 溶剂中, 溶解混匀, 即配制成 10 毫升 100mM PMSF。

### 产品包装:

产品名称	包装
PMSF (晶体)	可以配置 10ml
PMSF (溶剂)	10ml

### 注意事项:

1. 有毒, 注意防护。
2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品, 不得存放于普通住宅内。
3. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 保存条件:

室温保存, 配成 PMSF 溶液后需 -20℃ 保存。



扫一扫 加微信

**上海尚宝生物科技有限公司**  
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号  
免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719779  
Q Q: 807961520 731791866  
邮箱: shsunbao@126.com  
<http://www.saint-bio.com>