

10%中性福尔马林溶液

产品货号: BX1003

包装规格: 500mL;5000mL

性状与成份:

本品为无色澄明液体，有刺激性特臭；由甲醛、磷酸氢二钠、磷酸二氢钠、蒸馏水组成，为即用性溶液。

原理与用途:

本品为醛类固定液，是一种交联性组织固定剂，主要通过使蛋白质分子发生交联而产生固定作用，能使细胞内物质尽量保持其生活状态时的结构和位置。本品采用磷酸氢二钠、磷酸二氢钠调节其 pH 值至中性，能最大限度地保护组织抗原。主要用于组织标本的保存、固定和防腐。

适用范围:

适用于人体、动物组织标本的固定。

使用方法:

将生物组织标本直接浸入固定液中，固定液用量应为标本体积的 5~10 倍。小标本固定 1~2 小时，大标本固定 20 小时以上。

产品特点:

渗透力强，固定均匀，对组织收缩小，固定效果好。

注意事项:

1. 采集的外周血若立即接种则无需加肝素抗凝，如需保存标本，应加肝素抗凝。
2. 采集的外周血在冰箱 4℃ 保存，保存期不亦超过一周。

储存条件及有效期:

常温阴凉处保存，有效期 24 个月。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号
免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719779
Q Q: 807961520 731791866
邮箱: shsunbao@126.com
<http://www.saint-bio.com>