

Tricine加样缓冲液(2×)

产品货号: R15198

产品规格: 5ml

产品简介:

Tricine加样缓冲液(2×)又称三羟甲基甘氨酸加样缓冲液, 是一种以考马斯亮蓝为染料, 含变性剂DTT、SDS的缓冲液。

尚宝生物 Tricine加样缓冲液(2×)主要由Tris-HCl、考马斯亮蓝、DTT、SDS等组成, 常用于Tris-tricine缓冲系统的PAGE电泳的蛋白样品的上样, 以便分析蛋白质。

产品组成:

名称	规格	保存条件
Tricine 加样缓冲液(2×)	5ml	4℃

操作步骤(仅供参考):

- 按照每1 μ l蛋白样品加入1 μ l Tricine加样缓冲液(2×)的比例, 混合蛋白样品和Tricine加样缓冲液(2×)。
- 直接上样到Tricine胶加样孔内, 通常电泳至蓝色染料到达PAGE胶的底部附近即可停止。

注意事项:

- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号
免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719779
Q Q: 807961520 731791866
邮箱: shsunbao@126.com
<http://www.saint-bio.com>