

TD溶液(10×,pH7.4)

产品货号: T15200

产品规格: 500ml

产品简介:

Tris(三羟甲基氨基甲烷)为弱碱,分子式为 $C_4H_{11}NO_3$,相对分子量为121.14,在25℃下pKa为8.1,Tris缓冲液的有效缓冲范围在pH7.0~9.2之间,用来作为各种缓冲液的基础成分,调节酸碱度。

TD溶液(10×,pH7.4)由100mM Tris、50mM KCl、1.4mM NaCl以及微量磷酸盐组成,简称TD溶液,用于蛋白免疫印迹(Western blot)中作为清洗液。

产品组成:

名称	规格	保存条件
TD 溶液(10×,pH7.4)	500ml	4℃

操作步骤(仅供参考):

1. 按实验具体要求操作,稀释至1×后使用。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719779

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: shsunbao@126.com

<http://www.saint-bio.com>