

## PKA缓冲液(10×)

产品货号: T15164

产品规格: 100ml

### 产品简介:

PKA 缓冲液(10×)由200mM Tris-HCl缓冲液(pH8.3)、1M氯化钠、120mM氯化镁、DTT等组成, 用于研究蛋白质相互作用中PKA磷酸化反应的缓冲液, 工作浓度为1×。

### 产品组成:

名称	规格	保存条件
PKA 缓冲液(10×)	100ml	室温

### 操作步骤(仅供参考):

1. 按实验具体要求操作。
2. 一般与PKA、ATP、蛋白质融合体等混合使用, 工作浓度为1×。

### 注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。



扫一扫 加微信

**上海尚宝生物科技有限公司**

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719779

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: shsunbao@126.com

<http://www.saint-bio.com>