

## Tris-Triton-NaCl缓冲液(pH9.0)

产品货号: T15182

产品规格: 500ml

### 产品简介:

Tris(三羟甲基氨基甲烷)为弱碱, 分子式为 $C_4H_{11}NO_3$ , 相对分子量为121.14, 在25℃下pKa为8.1, Tris缓冲液的有效缓冲范围在pH7.0~9.2之间, 用来作为各种缓冲液的基础成分, 调节酸碱度。Tris-Triton-NaCl缓冲液(pH9.0)由50mM Tris-HCl (pH9.0)、0.1%Triton X-100、氯化钠组成, 用于清洗免疫亲和层析的柱子。

### 产品组成:

名称	规格	保存条件
Tris-Triton-NaCl 缓冲液(pH9.0)	500ml	室温

### 操作步骤(仅供参考):

1. 按实验具体要求操作, 无需稀释, 直接使用。

### 注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。



扫一扫 加微信

**上海尚宝生物科技有限公司**

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719779

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: shsunbao@126.com

<http://www.saint-bio.com>