

甘氨酸缓冲液(0.05mol/L, pH8.6-10.6)

产品货号: T16231

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的pH值、渗透压等环境状态一致, 具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用, 可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

甘氨酸缓冲液(0.05mol/L, pH8.6-10.6)由甘氨酸、去离子水组成, 经NaOH调节pH值, 客户根据需要可选pH8.6-10.6之间的值。

产品组成:

名称	规格	保存条件
甘氨酸缓冲液(0.05mol/L,pH8.6-10.6)	100ml/500ml	室温

操作步骤(仅供参考):

1. 根据实验具体要求操作。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719779

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: shsunbao@126.com

<http://www.saint-bio.com>