

## CA缓冲液(pH7.5)

产品货号: T10110

产品规格: 100ml

### 产品简介:

CA缓冲液(pH7.5)由0.25M蔗糖、20mM HEPES、50mM氯化钾等组成, 含有少量氯化镁和DTT, 主要用于制备细胞悬液, 进行caspase分析。

### 产品组成:

产品名称	规格	保存条件
CA缓冲液(pH7.5)	100ml	室温

### 操作步骤(仅供参考):

1. 根据实验具体要求操作。

### 注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。



扫一扫 加微信

**上海尚宝生物科技有限公司**

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719779

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: shsunbao@126.com

<http://www.saint-bio.com>