

二苯胺试剂(1%)

产品货号: T11030

产品规格: 100ml

产品简介:

二苯胺(Diphenylamine)CAS号为122-39-4, 分子量为169.22, 可用于鉴定DNA和硝酸盐。

尚宝生物 二苯胺试剂(1%)由二苯胺、冰乙酸等组成, 主要用于DNA片段定量分析。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
二苯胺试剂(1%)	100ml	4℃, 避光

操作步骤(仅供参考):

1. 按实验具体要求操作。

注意事项:

1. 如遇环境温度较低, 溶液易产生沉淀, 可以温浴加热促溶。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 3个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719779

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: shsunbao@126.com

<http://www.saint-bio.com>