

## 甲基汞凝胶电泳缓冲液(10×)

产品货号: T11044

产品规格: 500ml

### 产品简介:

甲基汞凝胶电泳缓冲液工作液中含有50mM硼酸、5mM硼酸钠、微量硫酸钠, pH为8.1。

尚宝生物 甲基汞凝胶电泳缓冲液(10×)由500mM硼酸、50mM硼酸钠、硫酸钠等组成, 常用于甲基氢氧化汞电泳, 使用时用蒸馏水或去离子水稀释为1×。

### 产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
甲基汞凝胶电泳缓冲液(10×)	500ml	室温

### 操作步骤(仅供参考):

1. 用蒸馏水或去离子水稀释到1×。
2. 琼脂糖溶解于1×甲基汞凝胶电泳缓冲液, 加热熔化, 冷却至55℃后加入甲基氢氧化汞, 使后者终浓度为5mmol/L。
3. 上样, 电泳。

### 注意事项:

1. 蒸馏水或去离子水应尽量少含金属离子, 以免影响电泳效果。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719779

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: shsunbao@126.com

http://www.saint-bio.com