

TGMD 溶液

产品货号: T10220

产品规格: 100ml

产品简介:

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的pH值、渗透压等环境状态一致,具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用,可满足体外实验中细胞生存并维持一定代谢的基本需要。

尚宝生物 TGMD Solution 也属于平衡盐溶液的一种,主要由氯化钠、磷酸盐、氯化钙、葡萄糖、明胶、DNA酶等组成,即在Tyrode's中加入明胶、氯化镁、DNA酶。经常用于清洗组织,并维持离体肠肌的正常生理功能。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
TGMD 溶液	100ml	4℃

操作步骤(仅供参考):

1. 根据实验具体要求,保存或清洗离体组织。

注意事项:

1. 由于TGMD Solution含钙离子,容易产生沉淀。如果产生少许沉淀,可以加热溶解或过滤后使用,产生大量沉淀应弃用。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719779

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: shsunbao@126.com

<http://www.saint-bio.com>