

## Tris 缓冲盐溶液(10×TBS,pH=7.4)

产品货号: T15183

产品规格:500ml

### 产品简介:

Tris缓冲盐溶液简称TBS, 属于常规pH缓冲液, 常用于清洗Western Blot中蛋白印迹膜或配制封闭液, 是常用分子生物学试剂。Tris缓冲盐溶液主要成分为Tris-HCl(pH=7.4)、氯化钠、防腐剂, 不含Tween 20。

### 产品组成:

名称	规格	保存条件
Tris 缓冲盐溶(10×TBS,pH=7.4)	500ml	4℃

### 操作步骤(仅供参考):

1. 根据实验具体要求操作。
2. 一般稀释至1×, 再加入0.05~0.1% Tween 20, 即获得1×TBS进行下游实验。

### 注意事项:

1. 如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。



扫一扫 加微信

**上海尚宝生物科技有限公司**

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719779

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: shsunbao@126.com

<http://www.saint-bio.com>