

TSA溶液(pH=8.0)

产品货号: T15201

产品规格: 100ml/500ml

产品简介:

Tris(三羟甲基氨基甲烷)为弱碱, 分子式为 $C_4H_{11}NO_3$, 相对分子量为121.14, 在25℃下pKa为 8.1, Tris缓冲液的有效缓冲范围在pH=7.0~9.2之间, 用来作为各种缓冲液的基础成分, 调节酸碱度。TSA溶液(pH=8.0)由10mM Tris-HCl (pH=8.0)、140mM氯化钠、防腐剂等组成, 用于清洗和保存细胞。

产品组成:

名称	规格	保存条件
TSA溶液(pH=8.0)	100ml/500ml	室温

操作步骤(仅供参考):

1. 按实验具体要求操作, 无需稀释, 直接使用。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719779

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: shsunbao@126.com

<http://www.saint-bio.com>