

Mg-ATP 溶液(10mM,pH=7.4)

产品货号: T15158

产品规格: 100ml

产品简介:

Mg-ATP溶液(10mM,pH=7.4)由10mM Mg²⁺、10mM ATP组成, 调节pH值至7.4, 用于在凝胶中直接分析激酶。

产品组成:

名称	规格	保存条件
Mg-ATP 溶液(10mM,pH=7.4)	100ml	-20℃

操作步骤(仅供参考):

1. 按实验具体要求操作。
2. 一般ATP工作浓度为50μM。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719779

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: shsunbao@126.com

<http://www.saint-bio.com>