

## Tris-Tricine 阳极缓冲液(5×,pH=8.9)

产品货号: R15179

产品规格: 500ml

### 产品简介:

Tris-Tricine 阳极缓冲液(5×,pH=8.9)由1M Tris等组成, 不含变性剂SDS, 用于Tris-Tricine缓冲液系统分离SDS和多肽, 使用时需用蒸馏水或去离子水稀释至1×后使用。

### 产品组成:

名称	规格	保存条件
Tris-Tricine 阳极缓冲液(5×,pH=8.9)	500ml	4℃

### 操作步骤(仅供参考):

1. 用蒸馏水或去离子水稀释到1×后, 在电泳装置的下缓冲液槽加入1×Tris-Tricine 阳极缓冲液, 装配。

### 注意事项:

1. 如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 3个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司  
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号  
免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719779  
Q Q: 807961520 731791866  
邮箱: shsunbao@126.com  
<http://www.saint-bio.com>