

甘油-甲基绿溶液

产品货号: T15141

产品规格: 5ml/50ml

产品简介:

甘油-甲基绿溶液由甘油、甲基绿等组成, 常用于分离组蛋白。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
甘油-甲基绿溶液	5ml/50ml	4℃

操作步骤(仅供参考):

1. 按实验具体要求操作。

注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号
免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719779
Q Q: 807961520 731791866
邮箱: shsunbao@126.com
<http://www.saint-bio.com>