

细胞爬片抗原修复液（1×）

产品货号：T10274

产品规格：100ml/500ml

产品简介：

细胞爬片抗原修复液是一种特别适合用于细胞爬片的快速抗原修复液，只需室温孵育5分钟即可完成对细胞爬片样品使用多聚甲醛、甲醛或其它醛类试剂固定后的抗原修复。

产品组成：

| 产品名称 | 规格 | 保存条件 |
|---------------|-------------|------|
| 细胞爬片抗原修复液（1×） | 100ml/500ml | 室温 |

操作步骤(仅供参考)：

1. 细胞爬片固定后用PBS洗涤3次，每次5min。
2. 加入抗原修复液使其覆盖住细胞爬片，室温孵育5min。
3. PBS洗涤细胞爬片，重复3次，每次5min。充分洗涤残留的SDS，以免造成抗体失去活性。
4. 封闭液封闭细胞爬片。
5. 随后即可进行一抗孵育等后续的免疫染色步骤。

有效期：12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719779

Q Q：807961520 731791866

邮箱：shsunbao@126.com

<http://www.saint-bio.com>