

碳酸盐缓冲液(0.1M,pH=9.2)

产品货号: M20214

产品规格: 500ml

产品简介:

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的pH值、渗透压等环境状态一致,具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用,可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

尚宝生物 碳酸盐缓冲液(0.1M,pH=9.2)主要由碳酸钠、碳酸氢钠组成,其碳酸根为0.1M, pH值为9.2,主要用作酶与抗体的偶联的缓冲液或其他常规用途。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
碳酸盐缓冲液(0.1M,pH=9.2)	500ml	室温

操作步骤(仅供参考):

1. 无需配制,直接使用。

注意事项:

1. 密闭保存,注意避免微生物污染。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719779

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: shsunbao@126.com

<http://www.saint-bio.com>