

碳酸氢钠溶液(1M,pH=8.3-9.0)

产品货号: T16341

产品规格: 500ml

产品简介:

平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)与细胞生长状态下的pH值、渗透压等环境状态一致,具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用,可满足体外实验中细胞生存并维持一定的代谢的基本需要。

尚宝生物 碳酸氢钠溶液(1M,pH=8.3-9.0)主要由碳酸氢钠、去离子水组成,客户可以选择8.3-9.0之间的pH值,可用于升高某些溶液的pH,注意密闭保存。

产品组成:

产品名称	规格	保存条件
碳酸氢钠溶液(1M,pH=8.3-9.0)	500ml	室温

操作步骤(仅供参考):

1. 根据实验具体要求操作。

注意事项:

1. 注意密闭保存,避免挥发。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719779

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: shsunbao@126.com

<http://www.saint-bio.com>