

NTE 缓冲液(1×,pH=7.4)

目录编号: T11062

产品规格: 100ml

产品简介:

NTE 缓冲液(1×,pH=7.4)由 100mM NaCl、10mM Tris 以及微量 EDTA 组成,所以简称为 NTE 缓冲液。该试剂经无菌处理,可用于浓缩逆转录病毒或其他用途。

产品组成:

产品组成	规格	保存温度
NTE 缓冲液(1×,pH=7.4)	100ml	室温

操作步骤:

1. 按实验具体要求操作,一般用原病毒体积 1%的 NTE 缓冲液溶解沉淀。

注意事项:

1. 如果每次的使用量很小,可以适当分装后再使用。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

免费电话: 400-611-0007 13671551480 13643719779

Q Q: 807961520 731791866

邮箱: shsunbao@126.com

<http://www.saint-bio.com>