

番红固绿（植物）染液

产品货号：R21670

产品包装：2×100ml

产品简介：

番红是碱性染料能显示维管束植物木质化、木栓化和角质化的组织。固绿是酸性染料，是一种染含有浆质的纤维素细胞组织的染色剂，在染细胞和植物组织上应用极广。导管可以被番红染色，筛管可以被固绿染色。

番红固绿（植物）染液适用于高等植物根、茎、叶的染色。

产品组成：

产品组成	产品规格	保存条件
试剂（A）：番红染色液	100ml	室温，避光
试剂（B）：固绿染色液	100ml	室温，避光

操作步骤（仅供参考）：

1. 组织固定于 4%多聚甲醛液，常规脱水包埋切片。
2. 切片脱蜡至水后入番红染色液染色 1-2h。
3. 自来水稍洗，洗去多余染料。
4. 入 50%、70%、80%梯度酒精脱色各 1-2min。
5. 入固绿染色液中染色 1min。
6. 无水乙醇脱水两次。
7. 二甲苯透明、中性树胶封片。

染色结果：

木质化的细胞壁及核呈红色，薄壁细胞、细胞质呈绿色。

有效期：

12 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719779

Q Q：807961520 731791866

邮箱：shsunbao@126.com

<http://www.saint-bio.com>