

孔雀石绿水溶液（5%）

产品货号：G2161

产品规格：100ml/500ml

产品说明：

孔雀石绿又称孔雀绿，是人工合成的染料，CAS 号为 569-64-2，分子量为 364.92。孔雀石绿水溶液(1%)主要由孔雀石绿、去离子水组成，可用于布氏杆菌染色或其他用途。

产品组成：

试剂名称	规格	保存条件
孔雀石绿水溶液（5%）	100ml/500ml	室温，避光

操作步骤(仅供参考)：

1. 孔雀石绿水溶液(5%)一般用于特殊用途，如果用于一般染色，应稀释至 0.5~1%使用。
2. 涂片：载玻片编号，于载玻片中央滴加 2~3 滴孔雀石绿水溶液(0.5~1%)染色。
3. 加盖洁净的盖玻片，轻轻按压制成压片。
4. 光学显微镜在低倍、高倍或油镜下观察细菌形态。

注意事项：

1. 涂片之前应事先在背面做好圆圈标记，以便判断后续试验的位置。
2. 细菌培养时间会影响染色，阳性菌培养时间过长或已死亡或细菌溶解，都常呈阴性反应。

有效期：

6 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719779

Q Q：807961520 731791866

邮箱：shsunbao@126.com

<http://www.saint-bio.com>