

## 碳酸锂水溶液（1%）

产品货号：G2170

产品规格：500ml

### 产品简介：

碳酸锂(Lithium carbonate)分子式为  $\text{Li}_2\text{CO}_3$ ，分子量为 73.89，CAS 号为 554-13-2。可以作为某些化学反应的催化剂，临床上亦有抗躁狂作用。HE 染色或其他组织染色后的返蓝很重要，苏木素在酸性条件下处于红色离子状态，呈红色；在碱性条件下处于蓝色离子状态，呈蓝色。组织切片经盐酸乙醇分化后呈红色或粉红色，故分化之后，立即用水除去组织切片上的酸而中止分化，再用弱碱性水使苏木素染上的细胞核呈现蓝色，这个过程称为返蓝作用或蓝化作用。

碳酸锂水溶液(1%)主要由碳酸锂、去离子水组成，经常用于 HE 染色或其他组织染色后的返蓝，是一种非常重要的辅助试剂。

### 产品组成：

试剂名称	规格	保存条件
碳酸锂水溶液（1%）	500ml	室温

### 操作步骤：

1. 根据实验具体要求操作，蓝化后应立即用水冲洗干净。
2. 一般蓝化 3~30s 不等，应根据具体组织和切片厚度调整时间。

### 注意事项：

1. 密闭保存，一旦开启尽快用完，因为其有效成分易挥发。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719779

Q Q：807961520 731791866

邮箱：shsunbao@126.com

http://www.saint-bio.com