

## 蔗糖-PBS 溶液（30%）

产品货号：G2233

产品规格：500ml

### 产品简介：

PBS 是磷酸缓冲盐溶液(Phosphate-Buffered Saline)的简称,是最常用的磷酸盐缓冲溶液之一,不含钙镁的 PBS 又称 Dulbecco's 磷酸缓冲盐溶液、Dulbecco's PBS、D-PBSA、CMF-DPBS、D-PBS、DPBS,常用于细胞培养过程中细胞的洗涤或其他常规用途。蔗糖具有脱水的作用,常作为脱水剂。蔗糖-PBS 溶液(30%)主要由 30%蔗糖和 PBS 组成,新鲜组织取材后,用该溶液沉淀以去除多余水分,以避免冷冻后产生冰晶。

### 产品组成：

| 试剂名称           | 规格    | 保存条件 |
|----------------|-------|------|
| 蔗糖-PBS 溶液（30%） | 500ml | 4℃   |

### 操作步骤：

1. 新鲜组织取材,用充分 PBS 清洗数次。
2. 置于蔗糖-PBS 溶液(30%)中,并置于 4℃过夜。
3. 更换于恰当的固定液中固定或进行其他操作。

### 注意事项：

1. 蔗糖溶液容易污染,应注意无菌操作,避免被微生物污染。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12 个月有效。



扫一扫 加微信

**上海尚宝生物科技有限公司**  
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>