

蔗糖-PBS 溶液（10%）

产品货号：G2231

产品规格：500ml

产品简介：

PBS 是磷酸缓冲盐溶液(Phosphate-Buffered Saline)的简称,是最常用的磷酸盐缓冲溶液之一,不含钙镁的 PBS 又称 Dulbecco's 磷酸缓冲盐溶液、Dulbecco's PBS、D-PBSA、CMF-DPBS、D-PBS、DPBS, 主要由氯化钠、氯化钾、磷酸氢二钠、磷酸二氢钾组成, 不含 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} , pH 值为 7.4, 常用于细胞培养过程中细胞的洗涤或其他常规用途。蔗糖具有脱水的作用, 常作为脱水剂。

蔗糖-PBS 溶液(10%)主要由 10%蔗糖和 PBS 组成, 新鲜组织取材后, 用该溶液沉淀以去除多余水分, 以避免冷冻后产生冰晶。

产品组成：

试剂名称	规格	保存条件
蔗糖-PBS 溶液（10%）	500ml	4℃

操作步骤：

1. 新鲜组织取材, 用充分 PBS 清洗数次。
2. 置于蔗糖-PBS 溶液(10%)中, 并置于 4℃过夜。
3. 更换于恰当的固定液中固定或进行其他操作。

注意事项：

1. 蔗糖溶液容易污染, 应注意无菌操作, 避免被微生物污染。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：2 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>