

蔗糖咪唑溶液（1.1M,pH=7.0）

产品货号：E20202

产品规格：100ml/500ml

产品简介：

蔗糖咪唑溶液(1.1mol/L,pH7.0)由 1.1M 蔗糖、2mMEDTA、25mM 咪唑等组成，主要用于从酵母细胞中分离质膜。

产品组成：

试剂名称	规格	保存条件
蔗糖咪唑溶液（1.1M,pH=7.0）	100ml/500ml	4℃

操作步骤：

1. 根据实验具体要求操作，预冷至 4℃使用。

注意事项：

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：6 个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>