

## 蔗糖咪唑溶液 (2.25M,pH=7.0)

产品货号: E20204

产品规格: 100ml/500ml

### 产品简介:

蔗糖咪唑溶液(2.25M,pH7.0)由 2.25M 蔗糖、2mMEDTA、25mM 咪唑等组成, 主要用于从酵母细胞中分离质膜。

### 产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
蔗糖咪唑溶液 (2.25M,pH=7.0)	100ml/500ml	4℃

### 操作步骤:

1. 根据实验具体要求操作, 预冷至 4℃使用。

### 注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>