

## Ringer's 液(哺乳动物专用)

产品货号: R21783

产品规格: 500ml

### 产品简介:

尚宝生物 Ringer's 液(哺乳动物专用)又称林格氏液、复方氯化钠溶液,属于平衡盐溶液(Balanced Salt Solution, BSS)的一种, BSS与细胞生长状态下的pH值、渗透压等环境状态一致,具有维持渗透压、控制酸碱平衡、供给细胞生存代谢所必需的能量和无机盐成分等作用,可满足体外实验中细胞生存并维持一定代谢的基本需要。

尚宝生物 Ringer's Solution由0.86%氯化钠以及微量氯化钾和氯化钙组成,不含葡萄糖,用于哺乳动物(或人)细胞离体实验,肌体灌流、清洗组织,并维持离体组织的正常生理功能。本试剂仅用于科研领域,不宜用于临床诊断或其他用途。

### 产品内容:

产品名称	规格	保存温度
Ringer's液(哺乳动物专用)	500ml	室温

### 操作步骤:

1. 根据实验具体要求,保存或清洗离体组织。

### 注意事项:

1. 由于Ringer's Solution 含钙离子,容易产生沉淀。如果产生少许沉淀,可以加热溶解或过滤后使用,产生大量沉淀应弃用。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 有效期:

12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>