

## 苯酚碱性品红溶液(5%/0.5%)

产品货号: R21973

产品规格: 100ml

### 产品简介:

碱性品红 (Fuchsin basic), 分子量为337.85, 分子式为C<sub>20</sub>H<sub>20</sub>CIN<sub>3</sub>, CAS号为632-99-5。碱性品红是非常强的细胞核染料, 易使弹性组织、嗜品红颗粒染色, 亦可以用于神经细胞核的染色和细菌的鉴别染色, 常与其他染色剂合用对细胞核染色。

尚宝生物 苯酚碱性品红溶液(5%/0.5%)主要由5%苯酚、碱性品红、乙醇等组成, 反复多次溶解而得, 可以与苯酚一起做抗酸染色(主要为结核杆菌), 较少单独使用。

### 产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
酚碱性品红溶液(5%/0.5%)	100ml	室温, 避光

### 操作步骤 (仅供参考):

1. 根据实验具体要求操作, 较少单独使用。
2. 亦可参考碱性品红水溶液(1%)操作。

### 注意事项:

1. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月。



扫一扫 加微信

**上海尚宝生物科技有限公司**  
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>