

抗体稀释液（普通型）

Antibody Dilution Buffer

产品货号：R21951

产品规格：30ml/100ml

产品说明：

本抗体稀释液适合普通抗体的稀释，可以防止抗体效价下降，减少抗体非特异性吸附。

使用方法：

按照抗体推荐效价（或个人优化条件），将适量抗体加入抗体稀释液即可。例如，效价为 1: 100 时，可将 10ul 抗体加入到 1ml 抗体稀释液中，充分混匀后即可使用。抗体最好现用现稀释，稀释后的抗体 2-8℃ 可以短期保存，但抗体的效价会随时间而降低。

注意事项：

1. 如需抗体回收再利用，建议在 2-8℃ 进行抗体的结合反应，以减缓抗体效价的衰减速度。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件：

-20℃ 保存，有效期为 2 年。短期可 2-8℃ 保存。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>