

盐酸金霉素溶液(Chlortetracycline,5mg/ml)

产品货号: R21930

产品包装: 10ml

产品简介:

金霉素又称氯四环素, 是Benjamin Dugga从Streptomyces aureofaciens金色链霉菌(Streptomyces aureofaciens)分离出来的一种四环素类抗生素。分子量为478.88。金霉素抑菌原理在于与tRNA竞争性结合, 从而抑制蛋白质合成。

临床上, 金霉素可以用于革兰阳性菌如金黄色葡萄球菌、化脓性链球菌的感染以及沙眼的治疗。尚宝生物Chlortetracycline solution主要用于生物科研领域, 不用于临床。

产品组成:

试剂名称	规格	保存条件
盐酸金霉素溶液(5mg/ml)	10ml	-20℃, 避光

操作步骤(仅供参考):

1. 根据实验具体要求操作。
2. 一般工作浓度为10~50μg/ml。

注意事项:

1. 注意无菌操作, 避免污染。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件:

-20℃避光, 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com