

## 溴酚蓝水溶液（2%）

产品货号：R22329

产品规格：10ml/50ml

### 产品简介：

溴酚蓝是一种pH指示剂，在pH 3.0~4.6时颜色由黄变蓝，常用做电泳指示染料，凝胶中电泳指示小分子核酸或蛋白质的迁移，是常用分子生物学试剂。

### 产品内容：

产品名称	规格	保存温度
溴酚蓝水溶液（2%）	10ml/50ml	室温

### 操作步骤（仅供参考）：

1. 按实验具体要求操作。

### 注意事项：

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

### 有效期：

12个月有效。



扫一扫 加微信

**上海尚宝生物科技有限公司**

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>