

## Tris 镁盐缓冲液 (1×,PH=7.8)

产品货号: R20403

产品规格: 100ml/500ml

### 产品简介:

Tris(三羟甲基氨基甲烷)为弱碱,分子式为 $C_4H_{11}NO_3$ ,相对分子量为121.14,在 $25^{\circ}C$ 下 $pK_a$ 为8.1,Tris缓冲液的有效缓冲范围在 $pH7.0\sim 9.2$ 之间,用来作为各种缓冲液的基础成分,调节酸碱度。硫酸镁(Magnesium sulphate)分子量为120.39,分子式为 $MgSO_4$ ,用途极为广泛,可用于医药、工业、饲料等领域。

Tris镁盐缓冲液(1×,pH7.8)由Tris-HCl缓冲液(50mM,pH7.8)、硫酸镁组成,简称TM,属于pH缓冲液,直接使用。

### 产品内容:

产品名称	规格	保存温度
Tris镁盐缓冲液 (1×,pH=7.8)	100ml/500ml	室温

### 操作步骤 (仅供参考):

1. 按实验具体要求操作,无需稀释,直接使用。

### 注意事项:

1. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司  
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>