

二甲苯青 FF 溶液（2.5%）

产品货号：R20121

产品规格：10ml/50ml

产品简介：

二甲苯青FF(Xylene Cyanol FF)又称二甲苯苯胺， 分子量为538.6， CAS号为2650-17-1，用于琼脂糖和聚丙烯酰胺凝胶电泳的示踪染料，多与溴酚蓝一起使用。二甲苯青FF溶液(2.5%)由二甲苯青FF、去离子水组成，该溶液呈青绿色。

产品内容：

产品名称	规格	保存温度
二甲苯青FF溶液（2.5%）	10ml/50ml	室温

操作步骤（仅供参考）：

1. 按实验具体要求操作。

注意事项：

1. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：24个月有效。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q：807961520

邮箱：saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>